



EndoPacs

Endoscopy Procedure Documentation





تنها، Workstation های رپورت و آرشیو EndoPacs به خاطر اتصال منحصر به فرد به دستگاه های آندوسکوپی و ساختار دیتابیس خود شما را قادر می سازد تا بهترین رپورت را در کمترین زمان برای مریض خود بنویسید. این Workstation بر اساس نظر جمعی و گرفتن مشاوره از پزشکان متخصص حوزه گوارش طراحی شده است و به خاطر طراحی خلاقانه و هسته مقاوم، امکان بروز خطا و از بین رفتن تصاویر در حین و بعد از عمل در هر شرایطی کاملاً صفر است و در حال حاضر پیشرو ترین مراکز آندوسکوپی کشور در حال بهره گیری از این دستگاه می باشند. - آرشیو اتوماتیک اطلاعات و ارائه گزارش ویژه از سیر تکامل درمان بیماران، علت استفاده از این نرم افزار در مراکز تحقیقاتی کشور است.


- قابلیت لینک شدن با دیتابیس های مراکز پاتولوژی، این سیستم را تبدیل به یک سیستم جامع بیمارستانی می سازد. - تصویر برداری همزمان عکس و ویدئو از طریق دکمه های روی آندوسکوپ و یا پدال بی سیم

تنها سیستم موجود که قابلیت ضبط تصاویر را به صورت Full HD دارد.


در صورت استفاده از آندوسکوپ های معمولی، در این Wokstation به دلیل استفاده از سیستم DirectX، رزولوشن تصاویر کپچر شده ۸ برابر بیشتر از سیستم های معمول می باشند.

**1080P
Full HD**

پشتیبانی از سیستم Dicom 3.0 و امکان ارسال تصاویر به سیستم های PACS و HIS بیمارستان



به دلیل طراحی طبق استاندارد های نرم افزار های پزشکی، هنگام استفاده در مد شبکه و به صورت MultiStation، در صورت قطع شبکه هیچگونه اختلالی در کار پذیرش مریض صورت نمی گیرد. بدیهی است بعد از رفع مشکل، اطلاعات به صورت اتوماتیک به سرور اصلی ارسال می شود.




امکان ایجاد Report، به صورت:

۹ عکس ۳*۳، ۱۲ عکس ۳*۴ و یا ۱۶ عکس (۴x۴)

- عدم محدودیت در تایپ و نوشتن رپورت

- عدم محدودیت در تعداد صفحات رپورت

- ماژول مخصوص جهت کپچر کردن همزمان تصاویر از C-Arm در عمل های ERCP، آندوسونوگرافی و Cholangioscopy



پیرو استاندارد های جدید حوزه درمان در خصوص حذف فیلم و کاغذ، این Workstation امکان اتصال به Disc Publisher (روبات رایت CD) کمپانی های Primera و Rimage را فراهم آورده است.

